

Suma Tab

Dezinfekční tablety

Popis

Suma Tab D4 tab jsou dezinfekční tablety určené pro ošetření kuchyňských povrchů, zařízení a potřeb, které slouží pro přípravu pokrmů. Dále je lze použít na úklid toalet, v potravinářských výrobnách a veterinární praxi. **Suma Tab D4 tab** lze použít i k dezinfekci povrchů ve zdravotnických zařízeních.

D4 tab

Klíčové vlastnosti

Suma Tab D4 tab jsou vysoce účinné koncentrované tablety určené na dezinfekci všech omyvatelných povrchů. Tablety jsou snadno rozpustné ve vodě a jsou účinné vůči bakteriím (A) a virům (B), nezávisle na tvrdosti vody. Rozpuštěním 1 tablety v 10 L vody se získá roztok se 150 ppm aktivního chloru.

Výhody

- Účinné vůči širokému spektru mikroorganismů, pomáhají zvýšit hygienickou bezpečnost
- Působí při nízké teplotě za krátkou dobu
- Lze aplikovat na omyvatelné povrchy včetně hliníku

Návod k použití

Znečištěné povrchy je třeba předem omýt vhodným čisticím prostředkem JohnsonDiversey a opláchnout vodou.

Dezinfekce povrchů:

1. 1 tabletu rozpustíte v 5 L vlažné vody
2. Naneste na povrch tkaninou, kartáčem nebo mopem
3. Nechte 5 minut působit
4. Povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami důkladně opláchněte čistou vodou

Technické údaje

vzhled	bílé tablety
pH (1% roztok při 20°C)	6,0 – 6,5

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu ale nelze je považovat za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní podmínky (do teploty 35°C). Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.johnsondiverseycz.com/apps/msds.

Kompatibilita prostředku

Před použitím se doporučuje vyzkoušet odolnost materiálu na malém skrytém místě. Dezinfekční roztoky mohou poškodit mosazné a ocelové povrchy.



Suma Tab D4 tab

Mikrobiologická data

Suma Tab D4 tab vyhovuje EN1276 v koncentraci 1 tableta /10 L (150 ppm aktivního chloru) v tvrdé vodě (300 ppm jako CaCO_3), v čistých podmínkách (0,03 % hovězího albuminu) za 5 minut.

Suma Tab D4 tab vyhovuje EN13697 v koncentraci 2 tablety /5 L v tvrdé vodě (300 ppm jako CaCO_3), za 5 minut.

EST suspenzní test:

Potravinářství: 1 tableta/ 5 L vyhovuje EST suspenznímu testu po 5 minutách

Test na mykobaktérie: 1 tableta / 1 L způsobí redukci o 5 log řádů (kmen *Mycobacterium terrae*) po 5 minutách

Suma Tab D4 tab vykazuje baktericidní účinnost (označení A) včetně účinnosti na *Listeria monocytogenes* a *Salmonella enterica*.

Suma Tab D4 tab vykazuje účinnost na Poliovirus a Adenovirus (označení B) v čistém prostředí v koncentraci 1 tableta / 5 L za 5 minut.

JohnsonDiversey

Česká republika, s.r.o.

K Hájem 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel: +420 296 357 111

www.johnsondiversey.com