

TASKI

JohnsonDiversey 

Sprint Med

Čistící a dezinfekční prostředek

Použití:

TASKI Sprint Med je čistící a dezinfekční prostředek na omyvatelné povrchy. Má baktericidní a fungicidní účinek.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Aplikační koncentrace: 0,5% (5 ml na 1 L roztoku)

Kontaktní doba minimálně: 10 minut

Použití:

Používá se na mytí a dezinfekci omyvatelných povrchů. Na podlahy se nanáší mopem. Omyvatelné povrchy stěn, nábytku, toalet, koupelen apod. se myjí ručně houbou nebo tkaninou.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: čirá bezbarvá až nahnědlá kapalina

Relativní hustota (20°C): cca 1

Bezpečnost práce:

Dráždivý. R38 Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Obsahuje polymerní biquanidy. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování:

Skládujte v původních dobře uzavřených obalech mimo extrémní teploty.

Balení:

Kanistr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájbům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz



